

Fc용 PE/Cyanine7 토끼 항-인간 CD13/Anpep Mab - P15144

품목 번호: CM0011856



소개

인간 CD13/ANPEP을 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. 면역표현형 분석, 종양 혈관계 분석 및 바이러스 수용체 연구에 적합합니다. - P15144

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-인간 CD13/ANPEP mAb
비고/별칭	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
종	인간
유전자 ID (인간)	290
유전자 ID	290
면역원	인간 CD13/ANPEP의 아미노산 69-967에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001141.2)
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P15144
단백질 중량	110kDa
배송	아이스팩