

PE/Cyanine7 토끼 항-인간 CD2 단일클론 항체 - Fc용 - P06729

품목 번호: CM0006000



소개

유세포분석(Flow cytometry)용 PE/Cyanine7 결합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD2 (T11/LFA-2)를 타겟으로 하며 인간 샘플에 대해 검증되었습니다. T세포 및 NK세포 부착 및 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-인간 CD2 mAb
비고/별칭	T11; SRBC; LFA-2
종 (Species)	인간 (Human)
GeneID (인간)	914
GeneID	914
항원 (Immunogen)	인간 CD2 (NP_001758.2)의 아미노산 25-209에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	P06729
단백질 분자량	39kDa
배송 (Shipping)	아이스 백 (Ice bag)