

Pe/Cyanine7 토끼 항-인간 CD314 단일클론 항체 - Fc용 - P26718

품목 번호: CM0005389



소개

유세포분석법(Flow cytometry)용 인간 CD314 (NKG2D)를 표적하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체입니다. NK 세포 매개 면역 감시에 관여하는 25kDa 제2형 막 단백질을 인식합니다. 인간 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-인간 CD314 mAb
비고/별칭	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
종 (Species)	인간 (Human)
GeneID (인간)	22914
항원 (Immunogen)	인간 CD314 (NP_031386.2)의 아미노산 73-216에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	P26718
단백질 분자량	25kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)