

유세포 분석용 PE/Cyanine7 접합 토끼 항-인간 CD33 단일클론 항체 - P20138

품목 번호: CM0004511



소개

유세포 분석용 PE/Cyanine7 접합 토끼 항-인간 CD33 단일클론 항체. 단핵/골수계 세포의 CD33 (Siglec-3, p67)을 인식합니다. 인간과 교차반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-인간 CD33 단일클론 항체
비고/별칭	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
종	인간
GeneID (인간)	945
GeneID	945
면역원	인간 CD33(NP_001763.3)의 아미노산 18-259 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	P20138
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백