


Pe/Cyanine7 Rabbit Anti-Human Cd38 Mab For Fc - P28907

품목 번호: CM0008346



소개

PE/Cyanine7로 컨쥬게이트된, 인간 CD38에 대한 토끼 단일클론 항체 (유세포 분석용). CD38는 칼슘 신호 전달 및 림프구 이동에 관여하는 다기능 외부 효소이자 수용체입니다. 종 반응성: 인간. SWISS: P28907.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Human CD38 mAb
비고/별칭	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
종	인간
GeneID (human)	952
GeneID	952
면역원	제조합 단백질 인간 CD38 (P28907)의 아미노산 43-300에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P28907
단백질 분자량	13kDa/34kDa
배송	아이스백