


유세포 측정용 PE/Cyanine7 토끼 항인간 CD42B 단클론 항체 - P07359

품목 번호: CM0008377



소개

유세포 측정용으로 인간 CD42b(혈소판 당단백질 Ib 알파 사슬)를 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 혈소판의 천연 GPIbA 단백질을 인식하므로 혈소판 부착 및 지혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항인간 CD42b mAb
비고/별칭	BSS, GPIB, VWDP, CD42B, GPIbA, BDPLT1, BDPLT3, DBPLT3, GPIbalph, CD42b-alpha
종	인간
유전자 ID	2811
면역원	인간 CD42b (NP_000164.5)의 아미노산 15-531에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P07359
단백질 분자량	72 kDa
배송 방식	아이스 팩