

유세포 분석용 PE/Cyanine7 토끼 항-인간 CD45Rb 단일클론 항체 - P08575-9

품목 번호: CM0012415

소개

인간 CD45RB(PTPRC의 아이소폼 7)를 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 권장됩니다. 백혈구 공통 항원을 검출하며, 인간 샘플의 면역표현형 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-인간 CD45RB mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
유전자 ID(인간)	5788
유전자 ID	5788
면역원	인간 CD45RB의 아미노산 26~463에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(XP_006711537.1).
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P08575-9
단백질 중량	135kDa
배송	아이스팩