


유세포 분석용 PE/Cyanine7 Rabbit Anti-Human Cd5 단일클론항체 - P06127

품목 번호: CM0005499



소개

인간 CD5 (T1/Leu-1)를 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론항체로, 이는 범T-세포 및 B1a-세포 표면 수용체입니다. 유세포 분석에 검증되었으며, 면역표현형 분석 및 T-세포 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Human CD5 단일클론항체
비고/별칭	T1; LEU1
종	인간
GeneID	921
면역원	인간 CD5 (NP_055022.2)의 아미노산 25-371 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	P06127
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백