

## 유세포분석용 PE/Cyanine7 토끼 항인간 CD56/Ncam1 단클론 항체 - P13591

품목 번호: CM0011076



### 소개

인간 CD56/NCAM1 (SWISS P13591)에 대한 PE/Cyanine7 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원 (아미노산 20-413)에서 유래했습니다. 신경 세포 접착 및 바이러스 침입 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | PE/Cyanine7 토끼 항인간 CD56/NCAM1 mAb                                  |
| 비고/별칭      | CD56; NCAM; MSK39                                                  |
| 종          | 인간                                                                 |
| 유전자ID (인간) | 4684                                                               |
| 유전자ID      | 4684                                                               |
| 면역원        | 인간 CD56/NCAM1 (NP_851996.2)의 아미노산 20-413에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원         | 토끼                                                                 |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                             |
| 적용 분야      | FC (유세포분석)                                                         |
| 교차 반응성     | 인간                                                                 |
| SWISS      | P13591                                                             |
| 단백질 분자량    | 95kDa                                                              |
| 배송         | 아이스 팩                                                              |