

Pe/Cyanine7 접합 토끼 유래 인간 Cd8B 단일클론항체, 유세포분석용 - P10966

품목 번호: CM0010212

소개

PE/Cyanine7로 접합된, 인간 CD8b(P10966)를 표적하는 토끼 유래 단일클론항체로 유세포분석에 적합합니다. 면역 반응 및 T-세포 공동수용체 기능 연구에 적절하며, 인간과 교차반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 유래 인간 CD8b 단일클론항체
비고/별칭	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
종	인간
GeneID (인간)	926
GeneID	926
면역원	재조합 단백질 인간 CD8b (NP_004922.1)의 아미노산 22-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	유세포분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P10966
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백