

유세포 분석용 PE/Cyanine7 토끼 항-인간 CD90/Thy1 단일클론 항체 - P04216

품목 번호: CM0004421

소개

유세포 분석 애플리케이션을 위해 설계된 PE/Cyanine7 결합 토끼 항-인간 CD90/Thy1 단일클론 항체입니다. 면역 표현형 분석 및 줄기세포 생물학, 신경과학, 세포 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-인간 CD90/Thy1 단일클론 항체
비고/별칭	CD90; CDw90
종	인간
유전자 ID (인간)	7070
유전자 ID	7070
면역원	재조합 단백질: 인간 CD90/Thy1(NP_006279.2)의 아미노산 20-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P04216
단백질 무게	18kDa
배송	아이스팩