

유세포측정용 PE/Cyanine7 토끼 항인간 CR2/CD21 단클론 항체 - P20023

품목 번호: CM0005392



소개

PE/Cyanine7이 접합된 토끼 항인간 CR2/CD21 단클론 항체로, 유세포측정에서 유효성이 검증되었습니다. 보체 경로 및 EBV 감염에 관여하는 B세포 공수용체 CR2(CD21, C3d 수용체)를 인식합니다. 인간 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항인간 CR2/CD21 mAb
비고/별칭	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
종	인간
유전자 ID (인간)	1380
유전자 ID	1380
면역원	인간 CR2/CD21(NP_001868.2)의 아미노산 21-971에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P20023
단백질 분자량	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
배송	아이스 팩