


Pe/Cyanine7 Rabbit Anti-Human FcεR1A 단일클론항체 (Fc용) - P12319

품목 번호: CM0010229



소개

인간 FcεR1α (Fc-epsilon RI-alpha, 고친화성 IgE 수용체)를 표적하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론항체입니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 알레르기 및 비만세포/호염기구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Human FcεR1α mAb
비고/별칭	FCE1A; FcERI; FCER1A
종	인간
GeneID (Human)	2205
GeneID	2205
면역원	인간 FcεR1α (NP_001992.1)의 아미노산 26-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	FC
교차반응성	인간
SWISS	P12319
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백