

Pe/Cyanine7 결합 래빗 안티-휴먼 Ifn-감마 단일클론항체, 세포내 유세포분석용 - P01579

품목 번호: CM0005730



소개

휴먼 IFN-감마를 표적으로 하는 PE/Cyanine7로 표지된 래빗 단일클론항체입니다. 세포내 유세포분석에 검증되어 면역 반응 연구 시 활성화된 T 세포 및 NK 세포의 사이토카인 생산 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 래빗 안티-휴먼 IFN-감마 mAb
비고/별칭	IFG; IFI; IMD69
종	인간
유전자 ID (인간)	3458
유전자 ID	3458
면역원	재조합 단백질 인간 IFN-감마 (NP_000610.2)의 아미노산 24-166에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	래빗
범주	단일클론항체
응용	유세포분석 (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P01579
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백