

PE/Cyanine7 토끼 항-인간 Lilrb4/Cd85K/Ilt3 Mab - Q8Nhj6

품목 번호: CM0012662



소개

인간 LILRB4(CD85k/ILT3), 핵심 억제성 면역 수용체를 표적하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증되었으며, 면역 관용, 단핵구 조절 및 암 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-인간 LILRB4/CD85k/ILT3 mAb
비고/별칭	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	11006
GeneID	11006
면역원(Immunogen)	인간 LILRB4/CD85k/ILT3 (NP_001265355.2)의 아미노산 22-259에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q8NHJ6
단백질 분자량	49kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)