

유세포 분석용 PE/Cyanine7 Rabbit Anti-Human Pd-L1/Cd274 단일클론항체 - Q9Nzq7

품목 번호: CM0009410



소개

인간 PD-L1/CD274 (Q9NZQ7)를 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론항체입니다. 유세포 분석을 위해 설계된 이 항체는 연구 및 진단 개발에서 면역 체크포인트 경로와 종양 면역 회피 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Human PD-L1/CD274 단일클론항체
비고/별칭	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
종	인간
GeneID	29126
면역원	재조합 단백질 인간 PD-L1/CD274 (Q9NZQ7)의 아미노산 11-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	유세포 분석 (FC)
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NZQ7
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백