


PE/Cyanine7 토끼 항-인간 Tim-3/Havcr2 단일클론 항체 - 유세포 분석용 - Q8Tdq0

품목 번호: CM0008561



소개

인간 TIM-3/HAVCR2 (CD366)에 특이적인 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 이 시약은 세포외 도메인을 표적으로 하며 유세포 분석용으로 검증되었으므로, 암 및 만성 감염에서의 면역 관문 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-인간 TIM-3/HAVCR2 mAb
비고/별칭	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
종 (Species)	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	84868
면역원	인간 TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3)의 아미노산 22-200에 해당하는 시열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	Q8TDQ0
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백