


Pe/Cyanine7 토끼 항인간 Tnf- α 단클론 항체 (세포내 유세포 측정용) - P01375

품목 번호: CM0005069



소개

인간 TNF- α (카세틴, TNFSF2)에 대한 PE/Cyanine7 접합 토끼 단클론 항체입니다. 세포내 유세포 측정에 최적화되어 설계되었습니다. 인간 TNF- α 를 인식하며 염증, 자가면역 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항인간 TNF- α mAb
비고/별칭	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
반응 종	인간
유전자ID (인간)	7124
유전자ID	7124
면역원	인간 TNF- α (NP_002344.2)의 아미노산 77-233번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	세포내 유세포 측정(FC intra)
교차 반응성	인간
SWISS	P01375
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩