

Pe/Cyanine7 Rabbit Anti-Human/Monkey Cd19 Mab - Cd19

품목 번호: CM0004649

소개

유세포 분석용 CD19 표적 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체. 인간 및 자이놀로지스 원숭이와 교차 반응. 제조합 면역원, 63kDa 표적. B-세포 림프종 및 면역치료 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Human/Monkey CD19 mAb
비고/별칭	CD19
종	원숭이
유전자 ID (인간)	930
유전자 ID (원숭이)	102145514
면역원	제조합 단백질; 원숭이 CD19 (XP_005591597.1)의 아미노산 20-292에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간, 자이놀로지스
단백질 무게	63kDa
배송	아이스백