


PE/Cyanine7 인간/원숭이 CD20 단클론 항체 (토끼 유래, Fc 검사용) - P11836

품목 번호: CM0005912



소개

PE/Cyanine7이 접합된 인간 CD20 표적 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에서 검증되었습니다. 시노물구스 원숭이와 교차 반응성을 가집니다. B세포 발달, 분화 연구 및 면역표현형 분석 기반 면역치료 연구에 최적화되어 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 CD20 mAb
비고/별칭	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	931
유전자 ID	931
면역원	인간 CD20 (NP_068769.2)의 아미노산 100-200번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P11836
단백질 분자량	14kDa/33kDa
배송 방식	아이스 팩 포장