

PE/Cyanine7 Rabbit Anti-Human/Monkey Cd25 단일클론항체, 유세포분석용 - P01589

품목 번호: CM0008215



소개

인간 및 자카르원숭이 CD25를 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론항체. 조절 T 세포 및 활성화된 T 세포의 IL-2 수용체 알파를 유세포분석으로 검출하도록 설계되었습니다. 연구용으로만 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Human/Monkey CD25 mAb
비고/별칭	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
종	인간
유전자 ID (인간)	3559
유전자 ID	3559
면역원	재조합 단백질 인간 CD25 (NP_000408.1)의 아미노산 22-213에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용	FC
교차 반응성	인간, 자카르원숭이
SWISS	P01589
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백