

PE/Cyanine7 토끼 항인간/원숭이 CD3 단클론 항체 (Fc용) - P07766

품목 번호: CM0008393



소개

인간 및 시노물거스 원숭이 CD3 엡실론 사슬을 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단클론 항체입니다.

유세포 분석 응용 분야에서 검증되었습니다. T 림프구 식별 및 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항인간/원숭이 CD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
종	인간
유전자 ID (인간)	916
유전자 ID	916
면역원	재조합 단백질 인간 CD3 (NP_000724.1)의 아미노산 1-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물거스 원숭이
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백