

유세포 측정(Fc)용 PE/Cyanine7 토끼 항인간/원숭이 CD4 단클론 항체 - P01730

품목 번호: CM0006200



소개

인간 및 시노물거스 원숭이 CD4를 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정법에서 유효성이 검증되었습니다. 보조 T세포 및 면역 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항인간/원숭이 CD4 mAb
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
종	인간
유전자 ID (인간)	920
유전자 ID	920
면역원	인간 CD4 재조합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물거스 원숭이
SWISS	P01730
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스팩