

Pe/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 Cd45Ra 단일클론항체, 유세포 분석용 - P08575-8

품목 번호: CM0010571

소개

CD45RA(P08575-8 아이소폼)에 대한 PE/Cyanine7 토끼 단일클론항체입니다. 인간과 자이놀러스 원숭이 교차 반응성이 검증되었으며, 138 kDa 백혈구 항원의 유세포 분석 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 CD45RA 단일클론항체
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
유전자 ID (인간)	5788
유전자 ID	5788
면역원	인간 CD45RA(P08575-8)의 아미노산 26-482 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간, 자이놀러스 원숭이
SWISS	P08575-8
단백질 분자량	138kDa
배송	아이스백