


유세포 분석용 PE/Cyanine7 토끼 항-인체/원숭이 CD8A 단일클론 항체 - P01732

품목 번호: CM0008197



소개

인체 및 게잡이원숭이 CD8a(SWISS: P01732)에 대한 PE/Cyanine7 결합 토끼 단일클론 항체입니다. CD8+ T 세포 및 NK 세포 하위 집단을 검출하기 위한 유세포 분석(FC)용으로 검증되었습니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-인체/원숭이 CD8a mAb
비고/별칭	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
종	인체
GeneID (인체)	925
GeneID	925
면역원	인체 CD8A의 아미노산 22-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001759.3)
출처	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인체, 게잡이원숭이
SWISS	P01732
단백질 중량	21kDa/25kDa/30kDa
배송	아이스팩