

Fc용 PE/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 IgD 단일클론 항체 - P01880

품목 번호: CM0011960



소개

유세포 분석용 PE/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 IgD 단일클론 항체. B세포 연구 및 면역 신호 연구를 위해 IgD(면역글로불린 중쇄 불변 델타)를 표적으로 합니다. 인간 및 시노몰구스 원숭이 반응성. P01880.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 IgD mAb
비고/별칭	면역글로불린 중쇄 불변 델타
종	인간
유전자 ID	3495
면역원	인간 IgD의 아미노산 99-384에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노몰구스 원숭이
SWISS	P01880
단백질 중량	47kDa
배송	아이스팩