


Pe/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 PD-1/Cd279 단클론성 항체 (Fc용) - Q15116

품목 번호: CM0012785



소개

인간 및 원숭이 PD-1/CD279를 표적하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단클론성 항체입니다. 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었으며, 이 면역관문(immune checkpoint) 항체는 T세포 고갈 및 암 면역 치료 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 PD-1/CD279 mAb
비고/별칭	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-L; hSLE1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5133
GeneID	5133
항원(Immunogen)	인간 PD-1/CD279 (NP_005009.2)의 아미노산 25-168에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론성 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 안대원숭이(Cynomolgus)
SWISS	Q15116
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)