

유세포측정용 PE/Cyanine7 토끼 항생쥐 CD105/엔도글린 단일클론 항체 - Q63961

품목 번호: CM0008596

소개

생쥐 CD105/엔도글린을 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포측정에 검증된 이 항체는 내피세포 검출이 가능하며 혈관신생, 심혈관 및 TGF-베타 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항생쥐 CD105/엔도글린 단일클론 항체
비고/별칭	Endo; CD105; S-엔도글린
종	생쥐
유전자 ID (사람)	2022
유전자 ID (생쥐)	13805
면역원	생쥐 CD105 (NP_031958.2)의 아미노산 27-581에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	생쥐
SWISS	Q63961
단백질 분자량	70kDa
배송 방식	아이스 팩