


## 유세포 분석용 PE/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD11b 단일클론 항체 - P05555

품목 번호: CM0010974



### 소개

마우스 CD11b(인테그린 알파-M)에 대한 PE/Cyanine7 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 마우스와 반응하며, 식세포 작용 및 염증에 관여하는 면역 세포 집착 수용체를 표적으로 합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PE/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD11b mAb                                          |
| 비고/별칭       | CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik |
| 종           | 마우스                                                                     |
| 유전자 ID (인체) | 3684                                                                    |
| 유전자 ID      | 16409                                                                   |
| 면역원         | 마우스 CD11b(NP_032427.2)의 아미노산 143-337에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.         |
| 출처          | 토끼                                                                      |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                                 |
| 응용 분야       | FC (유세포 분석)                                                             |
| 교차 반응성      | 마우스                                                                     |
| SWISS       | P05555                                                                  |
| 단백질 무게      | 127kDa                                                                  |
| 배송          | 아이스팩                                                                    |