

Pe/Cyanine7 Rabbit Anti-Mouse Cd150/Slam 단일클론항체 (유세포분석용) - Q9Qum4

품목 번호: CM0008376

소개

마우스 CD150 (SLAM)에 대한 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론항체입니다. 유세포분석에 사용되며, 면역세포 활성화와 분화를 조절하는 자가 리간드 수용체를 검출합니다. 면역표현형 분석 및 T 세포, B 세포, 대식세포에서의 SLAM 매개 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD150/SLAM mAb
비고/별칭	Slam, CD150, IPO-3, CDw150, ESTM51, 4933415F16
종	마우스
유전자 ID (인간)	6504
유전자 ID	27218
면역원	마우스 CD150/SLAM (NP_038758.2)의 아미노산 25-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9QUM4
단백질 분자량	36kDa/38kDa
배송	아이스백