

유세포 분석용 PE/Cyanine7 Rabbit Anti-Mouse Cd19 단일클론 항체 - P25918

품목 번호: CM0010373

소개

마우스 CD19에 대한 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석법에 대해 검증되었습니다. BCR 신호 전달 및 면역 반응에 관여하는 B-림프구 항원 CD19 (UniProt P25918)를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD19 mAb
종	마우스
GeneID (Human)	930
GeneID	12478
면역원	재조합 단백질 (마우스 CD19 (NP_033974.2)의 아미노산 19-287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석법)
교차 반응성	마우스
SWISS	P25918
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백