


유세포분석용 PE/Cyanine7 Rabbit Anti-Mouse Cd206/Mmr 단일클론 항체 - Q61830

품목 번호: CM0012285



소개

마우스 CD206/MMR에 대한 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체로, 대식세포의 유세포분석 검출에 적합합니다. 마우스 샘플에서 검증되었습니다. CamelBio의 원스톱 IVD 원료 소싱 서비스의 일부입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD206/MMR 단일클론 항체
비고/별칭	MR; CD206
종	마우스
GeneID (인간)	4360
GeneID	17533
면역원	마우스 CD206/MMR(NP_032651.2)의 아미노산 20-154에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC(세포 내), FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61830
단백질 분자량	165 kDa
배송	아이스팩