

유세포 분석용 PE/Cyanine7 토끼 항마우스 CD223/Lag-3 단클론 항체 - Q61790

품목 번호: CM0004877



소개

마우스 LAG-3 (CD223)에 대한 PE/Cyanine7 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다.

마우스 모델에서의 면역 체크포인트 조절, T 세포 고갈 및 종양 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항마우스 CD223/LAG-3 mAb
비고/별칭	Ly66; CD223; LAG-3
종	마우스
유전자ID (인간)	3902
유전자ID	16768
면역원	마우스 CD223/LAG-3 (NP_032505.1)의 아미노산 24-442에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61790
단백질 분자량	57 kDa
배송 방식	아이스 팩