

유세포 분석용 PE/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD23 단일클론 항체 - P20693

품목 번호: CM0009490

소개

마우스 CD23(FcεRII)을 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 마우스 면역학 연구에서 B 세포 분화와 IgE 조절에 필수적인 저친화성 IgE 수용체입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD23 mAb
비고/별칭	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
종	마우스
GeneID (사람)	2208
GeneID	14128
면역원	마우스 CD23의 아미노산 50-331 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_038545.1)
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P20693
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩