

Fc용 PE/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD25 단일클론 항체 - P01590

품목 번호: CM0012637

소개

마우스 CD25(IL-2RA)를 표적으로 하는 PE/Cyanine7 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석 응용 분야에 최적화되었습니다. Treg 매개 면역 관용에 중요한 31 kDa 인터루킨-2 수용체 알파 소단위를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD25 mAb
비고/별칭	CD25; IL2r; Ly-43
종	마우스
GeneID (인간)	3559
GeneID	16184
면역원	제조합 단백질 마우스 CD25(NP_032393.3)의 아미노산 22-236에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01590
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩