

Pe/Cyanine7 마우스 Cd34 단일클론 항체 (Fc용) - Q64314

품목 번호: CM0009139

소개

유세포 분석용 마우스 CD34 표적 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체. 마우스와 반응. 조혈모세포 식별, 골수 분석 및 세포 부착 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD34 단일클론 항체
비고/별칭	CD34; CD34 분자; GIG3; MORT1
종	마우스
유전자 ID (인간)	947
유전자 ID	12490
면역원	마우스 CD34 (NP_598415.1)의 아미노산 35-287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석
교차 반응성	마우스
SWISS	Q64314
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백