


유세포 분석용 PE/Cyanine7 토끼 항-마우스 Cd38 단일클론 항체 - P56528

품목 번호: CM0011678



소개

유세포 분석용 마우스 CD38에 대한 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 칼슘 동원과 면역세포 신호 전달에 관여하는 막관통 당단백질인 마우스 CD38과 반응합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD38 mAb
비고/별칭	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
종	마우스
유전자 ID (사람)	952
유전자 ID	12494
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P56528
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩