

유세포분석용 PE/Cyanine7 토끼 항마우스 CD4 단클론 항체 - P06332

품목 번호: CM0006148

소개

마우스 CD4를 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석에서 검증되었으며 T 헬프 세포 발달, 면역 반응 및 대식세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항마우스 CD4 mAb
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종	마우스
인간 유전자 ID	920
유전자 ID	12504
면역원	마우스 CD4 (NP_038516.1)의 아미노산 27-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩