


PE/Cyanine7 유래 토끼 항마우스 Cd44 단클론 항체 (Fc용) - P15379

품목 번호: CM0011066



소개

마우스 CD44(Ly-24/Pgp-1/HERMES)를 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석(FC) 응용 분야에서 검증되었습니다. 연구용으로만 사용 가능하며 림프구 귀환, 부착 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항마우스 CD44 mAb
비고/별칭	Ly-24; Pgp-1; HERMES
종	마우스
GeneID (인간)	960
GeneID	12505
면역원	마우스 CD44(NP_033981.2)의 아미노산 23-176에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P15379
단백질 분자량	86kDa
배송 방식	아이스 팩