

Pe/Cyanine7 토끼 항-마우스 Cd48 단일클론 항체 (유세포 분석) - P18181

품목 번호: CM0008031



소개

마우스 CD48(SLAMF2)을 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 림프구 활성화, NK 세포 기능 및 면역 시냅스 형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD48 mAb
비고/별칭	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
종	마우스
유전자 ID (인간)	962
유전자 ID	12506
면역원	재조합 단백질 마우스 CD48(NP_031675.1)의 아미노산 23-216에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P18181
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩