

유세포분석용 PE/Cyanine7 토끼 항마우스 Cd56/Ncam 단클론 항체 - P13595

품목 번호: CM0007778



소개

마우스 CD56/NCAM을 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석에 대해 검증되었으며, 마우스 샘플에서 신경 세포 접착 분자의 정확한 검출을 가능하게 합니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항마우스 CD56/NCAM 단클론 항체
비고/별칭	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1
종	인간
유전자 ID (인간)	4684
유전자 ID	17967
면역원	마우스 CD56 (NP_001106675.1)의 아미노산 20-711에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P13595
단백질 분자량	119 kDa
배송 방식	아이스 팩