

유세포 분석용 PE/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD62L 단일클론 항체 - P18337

품목 번호: CM0012439

소개

유세포 분석용으로 검증된 마우스 CD62L (L-셀렉틴)에 대한 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 림프구의 림프절 귀소(homing)를 매개하는 주요 백혈구 접착 분자에 결합합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD62L mAb
비고/별칭	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-셀렉틴
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	6402
GeneID (마우스)	20343
면역원	마우스 CD62L (NP_035476.1)의 아미노산 39-332에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P18337
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 팩