


## Fc용 PE/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD8a 단일클론 항체 - P01731

품목 번호: CM0011857



### 소개

유세포 분석(Flow cytometry) 검증을 완료한 PE/Cyanine7 결합 토끼 항-마우스 CD8a 단일클론 항체입니다. MHC 클래스 I의 보조 수용체인 마우스 CD8a에 특이적으로 결합하며, 면역 연구에서 세포독성 T 세포 분석을 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PE/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD8a mAb                               |
| 비고/별칭       | Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2                                    |
| 종           | 마우스                                                         |
| GeneID (인체) | 941                                                         |
| GeneID      | 12525                                                       |
| 면역원         | 마우스 CD8a의 28-196 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_001074579.1). |
| 출처          | 토끼                                                          |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                     |
| 응용 분야       | FC (유세포 분석)                                                 |
| 교차 반응성      | 마우스                                                         |
| SWISS       | P01731                                                      |
| 단백질 무게      | 27kDa                                                       |
| 배송          | 아이스팩                                                        |