

Pe/Cyanine7 Rabbit Anti-Mouse Cd90.2 Mab For Fc - P01831

품목 번호: CM0012694

소개

유세포계 검증을 거친 마우스 CD90.2 (Thy-1)를 표적하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체. 면역표현형 분석, T 세포 마커 연구 및 시냅스 생성 과정의 세포 간 상호작용 조사에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD90.2 mAb
비고/별칭	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
종(Species)	마우스(Mouse)
유전자 ID (인간)	7070
유전자 ID (마우스)	21838
면역원(Immunogen)	마우스 CD90.2 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P01831
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)