


## PE/Cyanine7 Rabbit Anti-Mouse Cd95/Fas 단일클론항체 (유세포분석용) - P25446

품목 번호: CM0009973



### 소개

PE/Cyanine7로 접합된 마우스 CD95/FAS (UniProt P25446)에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포분석에서 검증되었습니다. T-세포 내성에 관여하는 세포사멸 매개 수용체를 표적합니다. 세포사멸 및 면역 조절 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PE/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD95/FAS mAb                         |
| 비고/별칭       | lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6                              |
| 종           | 마우스                                                                |
| GeneID (인간) | 355                                                                |
| GeneID      | 14102                                                              |
| 면역원         | 마우스 CD95/FAS (NP_032013.2)의 아미노산 22-169에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                                 |
| 범주          | 단일클론 항체                                                            |
| 응용 분야       | 유세포분석(FC)                                                          |
| 교차 반응성      | 마우스                                                                |
| SWISS       | P25446                                                             |
| 단백질 분자량     | 37KDa                                                              |
| 배송          | 아이스백                                                               |