

유세포분석(세포 내)용 PE/Cyanine7 토끼 항-마우스 Ki67 단일클론 항체 - E9Pvx6

품목 번호: CM0012019

소개

마우스 Ki67(E9PVX6)을 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 내 유세포분석용으로 설계되었으며, 마우스 샘플에서 증식 세포를 표지하여 세포 주기 및 종양학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-마우스 Ki67 단일클론 항체
비고/별칭	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
종	마우스
GeneID (사람)	4288
GeneID	17345
면역원	재조합 단백질 마우스 Ki67의 아미노산 1816-2163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001074586.2).
숙주	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	마우스
SWISS	E9PVX6
단백질 분자량	351 kDa
배송	아이스팩