

Pe/Cyanine7 토끼 항마우스/랫트 Cd27 단클론항체 - P41272

품목 번호: CM0010544

소개

유세포 측정용으로 마우스/랫트 CD27 (TNFRSF7)을 표적으로 하는 PE/시아닌7 접합 토끼 단클론항체입니다. 마우스 및 랫트 샘플에서 검증되었습니다. T세포, NK세포 및 B세포에 존재하는 공동자극 면역관문 수용체입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항마우스/랫트 CD27 단클론항체
비고/별칭	S152; Tp55; Tnfrsf7
종	마우스
유전자ID (사람)	939
유전자ID	21940
면역원	재조합 단백질 마우스 CD27 (NP_001028298.1)의 아미노산 24-182번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	P41272
단백질 분자량	28kDa
배송 방법	아이스 팩