

유세포 분석용 PE/Cyanine7 Rabbit Anti-Mouse/Rat Cd31/Pecam1

단일클론항체 - Q08481

품목 번호: CM0005026

소개

유세포 분석용 PE/Cyanine7 접합 토끼 항-마우스/랫트 CD31 (PECAM1) 단일클론항체. 백혈구 혈관내피 이행 및 세포 접착을 표적합니다. 마우스 및 랫트에 대한 교차 반응성을 가지며, 혈관생물학 및 염증 연구에 유효성이 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse/Rat CD31/PECAM1 mAb
비고/별칭	Cd31; Pecam; PECAM-1
종	마우스
유전자 ID (인간)	5175
유전자 ID	18613
면역원	마우스 CD31 (NP_001292086.1)의 아미노산 18-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	유세포 분석법 (FC)
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q08481
단백질 무게	81kDa
배송	아이스백