

Pe/Cyanine7 토끼 항-Nhp IgD 단일클론 항체 - 긴꼬리원숭이 IgD

품목 번호: CM0010215

소개

비인간 영장류 IgD에 대한 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체로, 긴꼬리원숭이 및 붉은털원숭이 샘플의 유세포분석에 대해 검증되었습니다. 면역학 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-NHP IgD 단일클론 항체
종	긴꼬리원숭이
면역원	긴꼬리원숭이 면역글로불린 델타 중쇄의 재조합 단백질
기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	유세포분석(FC)
교차 반응성	긴꼬리원숭이, 붉은털원숭이
배송	아이스팩