

Pe/Cyanine7 Rat Anti-Mouse Cd3 단일클론항체, 유세포분석용 - P04235 / P22646

품목 번호: CM0005399

소개

마우스 CD3를 표적하는 PE/Cyanine7 접합 랫 단일클론항체, 유세포분석용. CD3 델타 및 엡실론 사슬을 인식하며, 마우스 샘플에서 검증됨. T-세포 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 Rat anti-Mouse CD3 mAb
비고/별칭	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
종	마우스
GeneID (Human)	916/915
GeneID	12500/12501
면역원	마우스 CD3 유래 합성 펩타이드
원천	랫
카테고리	단일클론항체
응용	FC
교차반응성	마우스
SWISS	P04235/P22646
단백질 분자량	19kDa/21kDa
배송	아이스백